

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 01.07.2026 15:02:45
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e62674b55f14998089d7d6b6d46876

Оценочный материал для диагностического тестирования

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Основы хроматографических методов, 7 семестр

Код, направление подготовки	04.03.01, Химия
Направленность (профиль)	Химия
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Химии
Выпускающая кафедра	Химии

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Жидкостный хроматограф в отличие от газового имеет:	1) насос; 2) детектор; 3) хроматографическую колонку; 4) систему ввода пробы.	Низкий	2
ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Хроматография НЕ может быть одновременно:	1) колоночной и эксклюзионной; 2) жидкостной и элюентной; 3) газовой и ионообменной; 4) жидкостной и плоскостной.	Низкий	2
ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Отрезок нулевой линии, заключенный между крайними точками хроматографического пика, называется:	1) базовой линией; 2) основанием пика; 3) шириной пика; 4) полушириной пика.	Низкий	2
ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Хроматографию, в которой в качестве неподвижной фазы используется силикагель, а в качестве подвижной - смесь гексана и	1) обращённо-фазовой; 2) нормально-фазовой; 3) ионной; 4) гель-хроматографией.	Низкий	2

	изопропилового спирта (95:5) можно назвать:			
ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Время удерживания вещества равно 240 сек. Объёмная скорость подвижной фазы – 1,0 мл/мин. Удерживаемый объём (мл) вещества равен:	1) 4,0; 2) 1,0; 3) 0,24; 4) 240.	Средний	5
ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Ширина хроматографического пика для вещества со временем удерживания 3,5 мин равна 21 сек. Число теоретических тарелок для данного вещества равно:	1) 21; 2) 210; 3) 555; 4) 1600	Средний	5
ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Индекс удерживания Ковача для эйкозана равен:	1) 1000; 2) 1500; 3) 1800; 4) 2000.	Средний	5
ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Неподвижной фазой в газовой хроматографии может быть жидкость:	1) содержащаяся в порах хроматографической бумаги; 2) находящаяся на поверхности твёрдого инертного носителя; 3) находящаяся в порах поперечно сшитого декстранового геля; 4) которую наливают в хроматографическую колонку.	Средний	5
ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Азот, используемый в качестве подвижной фазы в газовой хроматографии, характеризуется по сравнению с водородом большей:	1) стоимостью; 2) взрывоопасностью; 3) вязкостью; 4) теплопро-водностью.	Средний	5
ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Преимуществом капиллярной газовой хроматографии перед газовой хроматографией с	1) бóльшая эффективность; 2) бóльшая чувствительность;	Средний	5

	насадочными колонками является:	3) возможность анализировать пробы большего объема; 4) более низкая стоимость используемых колонок.		
ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Укажите газохроматографический детектор, которому соответствуют характеристики – селективный, потоковый, деструктивный:	1) катарометр; 2) пламенно-ионизационный; 3) термоионный; 4) электронного захвата.	Средний	5
ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	В зависимости от агрегатного состояния подвижной фазы хроматография может быть:	1) плоскостной; 2) сверхкритической флюидной; 3) аффинной; 4) фронтальной.	Низкий	5
ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Оптимальным газохроматографическим детектором при определении хлорорганических пестицидов является:	1) катарометр; 2) атомно-абсорбционный; 3) термоионный; 4) электронного захвата.	Средний	5
ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	В качестве неподвижной фазы в газоадсорбционной хроматографии используют:	1) сквалан; 2) цеолиты; 3) карбоваксы; 4) метилсиликон.	Средний	5
ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Полярной неподвижной жидкой фазой, применяемой в газожидкостной хроматографии, является:	1) метилсиликон; 2) сквалан; 3) сорбит; 4) апиезоны.	Средний	5
ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Время удерживания вещества равно 150 сек. Время удерживания несорбируемого вещества – 10 сек. Исправленное время удерживания (сек) вещества равно:	1) 15; 2) 100; 3) 160; 4) 140.	Высокий	8
ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Аналитическим сигналом в плоскостной	1) расстояние от линии старта до центра пятна;	Высокий	8

	хроматографии, по величине которого может быть проведено количественное определение веществ, является:	2) площадь пятна; 3) отношение величин R_f , полученных при разных концентрациях определяемого вещества; 4) отношение величин R_f определяемого вещества и стандарта.		
ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	При анализе трёхкомпонентной смеси, площади пиков соответствующих веществ А, В и С, оказались равными, соответственно, 100, 300 и 200 единиц. Массовая доля вещества В в анализируемой смеси равна (%):	1) 10; 2) 30; 3) 50; 4) 70.	Высокий	8
ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Время удерживания вещества А равно 200 сек, вещества В – 220 сек. Ширина пика вещества А составляет 10 сек, вещества В – 15 сек. Разрешение (R_s) для вещества А и В равно:	1) 0,80; 2) 1,2; 3) 1,6; 4) 2,2.	Высокий	8
ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Смесь катионов щелочных металлов разделяют с помощью сильнокислотного катионообменника, используя в качестве элюента водный раствор HCl. Укажите последовательность, в которой катионы будут выходить из колонки:	1) Na ⁺ , K ⁺ , Rb ⁺ , Li ⁺ ; 2) Rb ⁺ , K ⁺ , Na ⁺ , Li ⁺ ; 3) Li ⁺ , Na ⁺ , K ⁺ , Rb ⁺ ; 4) Rb ⁺ , K ⁺ , Li ⁺ , Na ⁺ .	Высокий	8